



Gebruiksaanwijzing InnoSpire Deluxe met sidestream



[vernevelaarinfo.nl/
downloads/videos](http://vernevelaarinfo.nl/downloads/videos)

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- De onderdelen passen maar op één manier goed in elkaar.
- Let erop dat onderdelen goed op elkaar aansluiten.

Vernevelen

- Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- Draai medicijnreservoir open, giet hierin de medicatievloeistof.
- Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- Adem rustig en diep in, adem ontspannen uit.
- Plaats de hand niet over de opening aan de achterzijde van de vernevelaar.
- Houd de vernevelaar rechtop.
- De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.

Er mag een kleine hoeveelheid medicijn in de vernevelaar achterblijven.

Merkt u dat het vernevelen langer duurt? Maak dan uw vernevelaar volledig schoon aan de hand van de schoonmaakinstructies.

Verneveltijd

Circa 4 à 5 minuten

Algemeen

Volg de schoonmaakinstructies nauwkeurig op. (zie achterzijde).

Accu

De accu werkt alleen op netstroom.





Schoonmaakinstructie InnoSpire Deluxe met sidestream

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

Compressor en vernevelslang

- 1x per week afnemen met een lichtvochtige doek.
- Haal na elke vernevelbeurt de vernevelaar van de slang en zet de compressor aan. Hierdoor wordt het vocht uit de slang geblazen.

Jaarlijks onderhoud

Westfalen Medical komt 1x per jaar langs om de compressor te meten en het filter te vervangen.

Filter compressor

- Air inlet filters elk kwartaal vervangen.
- 1x per 2 weken controleren op vervuiling.

Vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- Ontkoppel de vernevelaar van de vernevelslangen.
- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Spoel alle onderdelen goed af onder handwarm kraanwater.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraanwater met 3 druppels mild afwasmiddel.
- Borstel forse vervuiling eraf met een zachte (baby) tandenborstel.
- Spoel alles af onder warm kraanwater.
- Schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluïsvrije theedoek.

Vernevelaar (1x per dag)

- Voer altijd eerst bovenstaande handelingen uit.
- Alle onderdelen moeten vervolgens worden uitgekookt.
- Breng een pan met ruim kraanwater aan de kook. (Het gebruik van een magnetronsterilisator voor babyflessen is ook toegestaan)
- Leg, nadat het water kookt, alle onderdelen in de pan. Zorg ervoor dat de onderdelen de bodem van de pan niet raken. Hierdoor kan het gaan smelten.
- Laat alles 5 minuten koken.
- Haal de onderdelen voorzichtig uit de pan en schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluïsvrije theedoek.

