



Gebruiksaanwijzing vernevelapparaat PARI BOY Classic met LC sprint

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- De onderdelen passen maar op één manier goed in elkaar.
- Let erop dat de onderdelen goed op elkaar aansluiten.

Vernevelen

- Zit goed rechtop.
- Maak het klepje aan de bovenkant van de vernevelaar open, giet hierin de medicatievloeistof.
- Sluit het mondstuk goed rond de mond.
- Adem rustig en diep in, adem ontspannen uit.
- Plaats de mond niet over het uitademingsventiel van het mondstuk (blauw).
- Houd de vernevelaar horizontaal.
- De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.
- Er mag een kleine hoeveelheid medicijn in de vernevelaar achterblijven.
- Bij een verlenging van de verneveltijd de vernevelaar grondig schoonmaken.

Adem je te snel? Dan komt het PARI LC SPRINT PIF control systeem in actie! Dit is een geïntegreerde trainingstoel die het aanleren van een effectieve inhaleer techniek ondersteunt. Het PARI LC SPRINT PIF control systeem zorgt voor een weerstand, waardoor je gedwongen wordt anders te gaan ademen.



Verneveltijd

- Circa 5 tot 8 minuten (afhankelijk van druppelgrootte)

Algemeen

- Volg de schoonmaakinstructies stipt op. (zie achterzijde)

Accu

- De accu werkt alleen op netstroom.





Schoonmaakinstructie vernevelapparaat PARI BOY Classic met LC sprint

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u het goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

Schoonmaakinstructie compressor

- 1 x per week of bij zichtbare vervuiling afnemen met een vochtige doek.

Filter compressor

- 1 x per jaar vervangen.
- 1 x per 2 weken controleren op vervuiling.

Vernevelslang

- Wanneer er vocht in de slang zit, vernevelaar van de slang halen en compressor aanzetten, totdat het vocht uit de slang is geblazen.



Schoonmaakinstructies vernevelaar

Na elke behandeling: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Doe drie druppels afwasmiddel in handwarm leidingwater (40 graden).
- Dompel de vernevelaar gedurende 5 minuten onder.
- Borstel forse verontreiniging af.
- Spoel grondig af onder handwarm leidingwater.
- Laat de vernevelaar drogen op schone, pluisvrije theedoek.

1 x per dag: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Breng een pan met ruim water aan de kook.
- Doe de onderdelen in de pan als het water kookt.
- De onderdelen mogen de bodem van de pan niet raken, dit in verband met smeltgevaar.
- Het water met de onderdelen 10 minuten laten doorkoken.
- Spoel de onderdelen daarna grondig af onder handwarm leidingwater.
- Laat de onderdelen drogen op een schone, pluisvrije theedoek.

Er mag ook gebruik gemaakt worden van een magnetronsterilisator voor babyflessen!

Minimale schoonmaakinstructies vernevelaar

Na elke behandeling: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Grondig afspoelen onder handwarm leidingwater.

1 x per dag: alle onderdelen uit elkaar halen.

- Protocol met sop en grondig afspoelen.

1 x per week: alle onderdelen uit elkaar halen.

- Protocol met uitkoken.

Vervanging onderdelen

- Compressor 1 x per 5 jaar.
- Vernevelaar en slang 1 x per jaar.
- **Westfalen Medical komt 1 x per jaar langs om de compressor te testen en het filter van de compressor te vervangen.**